

Fiche technique

PAPACÁRIE DUO ®

Gel de papaye pour l'élimination chimico-mécanique des caries. La technique simplifiée d'élimination des lésions carieuses a été approuvée par l'OMS sous le nom de " Technique de Restauration Atraumatique" (ART). Le gel rompt la liaison collagène de la dentine cariée, laissant la dentine saine intacte. Cela permet au chirurgien-dentiste de traiter les caries dentaires sans anesthésie locale et en réduisant l'utilisation d'instruments rotatifs, rendant la procédure moins traumatisante et minimise le risque d'exposition de la pulpe.

1. COMPOSITION:

Papaïne, Chloramine, Blue Corante.

Papaïne 6000 UI / mg

Chloramine T

Glycol de Propylène

Colorant CI Blue 52040

Glycol de Polyéthylène

Composition brevetée: la reproduction de la formule ne peut être effectuée que sous licence des inventeurs.

2. CARACTÉRISTIQUES:

- Couleur bleue

- Apparence physique : Gel

- Odeur caractéristique

- Le produit ne présente pas de caractéristiques adhésives, étant totalement lavable à l'eau, il ne laisse aucun résidus qui pourraient interférer avec la restauration dentaire

3. PRÉSENTATION :

Emballage : Boîte contenant une seringue de 1 ml.

4. TECHNIQUE D'UTILISATION :

A - Élimination de la dentine carieuse : remplir la cavité de la carie avec PAPACÁRIE® Duo et laisser agir le produit pendant 30 secondes pour les petites caries et 40 à 60 secondes pour les plus grosses.

B - Grattez la dentine carieuse ramollie avec un excavateur, en utilisant la partie non tranchante.

C- Réappliquez autant de fois que nécessaire, s'il y a décoloration, cela indique une décomposition du tissu.

D – Dès qu'il ne reste plus de tissu infecté, retirer le gel avec un coton imbibé d'eau et sceller la cavité avec le Matériel de restauration.

IMPORTANT :

Si nécessaire, ouvrez la cavité avec des instruments rotatifs ou manuels. Tout reste de matériel de restauration que vous ne souhaitez pas conserver doit être retiré. Appliquer une digue en caoutchouc, si nécessaire.

Soins particuliers :

PAPACÁRIE ® doit être conservé à une température de 2 à 35°C. Bien refermer après utilisation.

5. INDICATIONS :

5.1. Élimination des caries radiculaires, des caries profondes et des caries chez les enfants.

5.2. Élimine la dentine cariée en préservant les tissus sains sans l'utilisation d'une anesthésie locale et en réduisant l'utilisation d'instruments rotatifs

5.3. Dans les cavités profondes, cela permet de réduire le risque d'exposition de la pulpe.

6. EMBALLAGE ET ACCESSOIRES :

6.1. Boîte en papier avec instructions d'utilisation et de validité.

6.2. Seringue en plastique jetable d'une contenance de 1 ml, avec capuchon étanche et étiquetée avec les informations de validité.

7. CONSERVATION ET VALIDITÉ :

7.1. N'utilisez pas le produit en dehors de la période de validité. Conservez le produit dans son emballage d'origine et hors de la portée des enfants.

Bien refermer le récipient après utilisation et le conserver dans un endroit frais et sec.

Conservation : Conserver à une température de 2 ° à 35 ° C.

7.2. Le PAPACÁRIE DUO est valable 24 mois à compter de sa date defabrication.



Dr Ana Paula Dan Bonafé

Directeur technique